


## 第十六改正日本薬局方の 製薬用水の電気伝導率測定に対応した 「電気伝導率の自動安定判断機能※」を追加

※ 精製水、注射用水などの電気伝導率測定において、  
「5分あたりの電気伝導率変化が、 $0.1\mu\text{S}/\text{cm}$  以下になった  
ときの電気伝導率を自動的にメモリーする機能」

2011年6月1日出荷分から  
**バージョンアップ**  
(ソフトウェアバージョン1.6)

対象機種

電気伝導率計 CM-30R  
マルチ水質計 MM-60R



電気伝導率計 **CM-30R**



マルチ水質計 **MM-60R**

すでに対象機種をご使用の方は、当社ホームページの「会員制サービスサイト」から、本体ソフトウェア(バージョン1.6)を無料でダウンロードできます。(6月1日より)USBメモリーを介して簡単に本体ソフトウェアのバージョンアップができます。

(会員制サービスサイトのご利用は、ユーザ登録が必要です。詳しくは当社ホームページをご覧ください。)

<http://www.toadkk.co.jp/>