

DRB200

リアクター

全窒素、全りん、COD
測定時の加熱分解用に



20℃から150℃までの
昇温がわずか10分

高速加熱

● 特 長

ホットプレート、還流カラムなどの分解ツールの代わりに使用可能

選べるサンプル数／バイアルサイズ（購入時に選択）

3種類のブロック編成から、サンプル数やバイアルサイズに合わせた選択が可能
2チャンネルタイプは、さらに5種類のブロック編成から選択が可能









COD・TOCをはじめとする6パターンの分解条件（温度／時間）プログラム内蔵

ユーザープログラムを3パターン登録可能

37～165℃の範囲で任意に温度設定が可能
0～480分まで任意にタイマー設定が可能

チャンネルごとに、温度・時間の設定が可能（2チャンネルモデルのみ）

DRB200の編成

穴径と本数／ブロックイメージ		電源 ※1	TOADKK コード	HACH プロダクト番号	測定項目				
					φ 13mm	φ 16mm	φ 20mm		
1ch	(16mm×15本) 	AC115V	HACH2668	LTV082.53.40001	※2 全クロム (TNTplus) COD (TNTplus) 全りん (TNTplus) 揮発性酸 (TNTplus)	COD (TNT) 全窒素 (TNT) 全りん (TNT) COD-Mn (TNT) TOC (TNT) COD-KMnO ₄	—		
		AC230V	HACH2667	LTV082.52.40001					
1ch	(16mm×9本) + (20mm×2本) 	AC115V	HACH2739	LTV082.53.30001			全窒素 (TNTplus) s-TKN (TNTplus) 鉛 (TNTplus) カドミウム (TNTplus) 金属前処理キット (TNTplus 用)		
		AC230V	HACH3420	LTV082.52.30001					
1ch	(13mm×9本) + (20mm×2本) 	AC115V	HACH2740	DRB200-01	※2 全クロム (TNTplus) COD (TNTplus) 全りん (TNT) 揮発性酸 (TNTplus)	※3 COD (TNT) 全窒素 (TNT) 全りん (TNT) COD-Mn (TNT) TOC (TNT) COD-KMnO ₄	—		
		AC230V	HACH3674	DRB200-05					
2ch	(16mm×15本) × 2ch 	AC115V	HACH3404	LTV082.53.44001			—		
		AC230V	HACH3421	LTV082.52.44001					
2ch	(13mm×15本) × 2ch 	AC115V	HACH2742	DRB200-03	全クロム (TNTplus) COD (TNTplus) 全りん (TNTplus) 揮発性酸 (TNTplus)	—	—		
		AC230V	HACH3676	DRB200-07					
2ch	(13mm×6本) + (20mm×4本) × 2ch 	AC115V	HACH2743	DRB200-04		※3 COD (TNT) 全窒素 (TNT) 全りん (TNT) COD-Mn (TNT) TOC (TNT) COD-KMnO ₄	全窒素 (TNTplus) s-TKN (TNTplus) 鉛 (TNTplus) カドミウム (TNTplus) 金属前処理キット (TNTplus 用)		
		AC230V	HACH3677	DRB200-08					
2ch	(13mm×15本) (13mm×6本) + (20mm×4本) 	AC115V	HACH2741	DRB200-02	※2 全クロム (TNTplus) COD (TNTplus) 全りん (TNTplus) 揮発性酸 (TNTplus)				
		AC230V	HACH3675	DRB200-06					
2ch	(16mm×15本) (16mm×6本) + (20mm×4本) 	AC115V	HACH2669	LTV082.53.42001	COD (TNT) 全窒素 (TNT) 全りん (TNT) COD-Mn (TNT) TOC (TNT) COD-KMnO ₄	—			
		AC230V	HACH3386	LTV082.52.42001					

お勧め! HACH2669/3386はアダプタを使えばすべてのパイアルが使用できます。
また、2chのため、異なる温度設定で加熱分解できます。

※1 AC115VはAC100Vでも使用できます。
※2 φ16mmは径変換アダプタ (HACH2744) により φ13mmに変換できます。
※3 φ20mmは径変換アダプタ (HACH2745) により φ16mmに変換できます。
注) 購入後のブロック変更およびチャンネル数の変更はできません。

仕 様	
動作周囲温度	10～45℃
プログラム可能な 温度範囲	37～165℃
電源	AC115V/230V、50/60Hz
外形寸法	260(W)×320(D)×145(H)mm
質量	約2～2.8kg

標準添付品		
品 名	TOADKKコード	HACHプロダクト番号
防護カバー	HACH4223	LZT048
AC電源コード (100V用) ※	—	—
取扱説明書 (和文) (防護カバー取付用説明書を含む)	HACH8011	—
取扱説明書 (英文)	—	DOC022.53.00619
防護カバー取付用説明書 (英文)	—	DOC272.98.00611
検査成績書 (英文)	—	—

※日本国内のみ使用可能

アクセサリ		
品 名	TOADKKコード	HACHプロダクト番号
チューブ径変換アダプタ16mm⇒13mm (5個)	HACH2744	2895805
チューブ径変換アダプタ20mm⇒16mm (1個)	HACH2745	HHA155

HACH(ハック)日本総代理店



東亜ディーケーケー株式会社

本社 169-8648 東京都新宿区高田馬場1-29-10
TEL.03-3202-0235

e-mail : eigyo@toadkk.co.jp
https://www.toadkk.co.jp/

●記載内容については、予告なく変更することがあります。
●ご使用前によく取扱説明書をお読みください。