

## 卓上型水質計 電極新・旧型式互換表

### pH電極

| 旧型式       | 新型式       | 用途・特長  | 計量法<br>型式承認 | Strong pH <sup>*1</sup> | フロート <sup>*2</sup> | 銀イオン<br>トラップ <sup>*3</sup> | pH範囲 | 温度範囲   | 定価      |
|-----------|-----------|--------|-------------|-------------------------|--------------------|----------------------------|------|--------|---------|
| GST-5741C | GST-5841C | 一般用    | ○           | ○                       | ○                  | ○                          | 0~14 | 0~100℃ | ¥32,000 |
| GST-5721C | GST-5821C | 一般用    | ○           | ×                       | ○                  | ○                          | 0~14 | 0~100℃ | ¥28,000 |
| ELP-039   | GST-5851C | 高アルカリ用 | ○           | ×                       | ○                  | ○                          | 0~14 | 0~100℃ | ¥35,000 |
| ELP-031   | GST-5841S | 含有機溶媒用 | ○           | ○                       | ○                  | ×                          | 0~14 | 0~100℃ | ¥45,000 |
| GST-5721S | GST-5821S | 含有機溶媒用 | ○           | ×                       | ○                  | ×                          | 0~14 | 0~100℃ | ¥50,000 |
| ELP-032   | GST-5842S | 精密測定用  | ○           | ○                       | ○                  | ×                          | 0~14 | 0~60℃  | ¥50,000 |
| GST-5722S | GST-5822S | 精密測定用  | ○           | ×                       | ○                  | ×                          | 0~14 | 0~60℃  | ¥55,000 |
| GST-2723S | GST-5823S | 精密測定用  | ×           | ×                       | ○                  | ×                          | 0~11 | 0~60℃  | ¥63,000 |
| GST-2724C | GST-5824C | つきさし用  | ×           | ×                       | ○                  | ×                          | 0~12 | 0~60℃  | ¥50,000 |
| ELP-035   | GST-5845C | 微量用    | ○           | ○                       | ×                  | ×                          | 0~13 | 0~100℃ | ¥45,000 |
| GST-5725C | GST-5825C | 微量用    | ○           | ×                       | ×                  | ×                          | 0~13 | 0~100℃ | ¥50,000 |
| ELP-036   | GST-5846C | 極微量用   | ○           | ○                       | ×                  | ×                          | 0~13 | 0~60℃  | ¥70,000 |
| ELP-037   | GST-5847C | 試験管用   | ○           | ○                       | ×                  | ×                          | 0~13 | 0~100℃ | ¥40,000 |
| GST-5727C | GST-5827C | 試験管用   | ○           | ×                       | ×                  | ×                          | 0~13 | 0~100℃ | ¥40,000 |
| ELP-038   | GST-5848C | 極細試験管用 | ○           | ○                       | ×                  | ×                          | 0~13 | 0~60℃  | ¥75,000 |
| GST-5720C | GST-5820C | 流通用    | ×           | ×                       | ○                  | ×                          | 0~12 | 0~60℃  | ¥55,000 |

\*1 Strong pH: 先端部の強度を増した割れにくいガラス電極を採用

\*2 フロート: 内部液の交換目安を一目で判断できるフロートを内蔵

\*3 銀イオントラップ: 比較電極に溶解する銀イオンの流出を防止(液絡部のつまりを軽減、測定の安定性を向上)

注) 滴定装置AUTシリーズ、ターンテーブル TTTシリーズでご使用の場合は販売店へご相談ください

### ORP電極

| 旧型式       | 新型式       | 用途  | 測定範囲       | 温度範囲    | 定価      |
|-----------|-----------|-----|------------|---------|---------|
| PST-5721C | PST-5821C | 一般用 | 0~±2000 mV | 0~100℃  | ¥40,000 |
| PS-5111C  | PS-5011C  | 一般用 | 0~±2000 mV | 温度センサなし | ¥32,000 |

### 電気伝導率セル

| 旧型式       | 新型式       | 種類・用途 |         | 測定範囲                 | 温度範囲   | 定価       |
|-----------|-----------|-------|---------|----------------------|--------|----------|
| CT-57101B | CT-58101B | 浸漬型   | 一般用     | 100 $\mu$ S/m~10 S/m | 0~100℃ | ¥75,000  |
| CT-57101C | CT-58101C |       | 低電気伝導率用 | 5 $\mu$ S/m~1 S/m    | 0~100℃ | ¥93,000  |
| CT-57101A | CT-58101A |       | 高電気伝導率用 | 1 mS/m~100 S/m       | 0~100℃ | ¥75,000  |
| CT-87101B | CT-88101B | 流液型   | 一般用     | 100 $\mu$ S/m~10 S/m | 0~100℃ | ¥100,000 |
| CT-87101C | CT-88101C |       | 低電気伝導率用 | 5 $\mu$ S/m~1 S/m    | 0~100℃ | ¥300,000 |
| CT-87102A | CT-88102A |       | 高電気伝導率用 | 1 mS/m~100 S/m       | 0~100℃ | ¥180,000 |

旧型式電極につきましては、今後製造中止を予定しておりますので、早めの切り替えをご検討ください