


表. 鉄測定手順書の正誤表

方法番号	対象機種	試薬の プロダクト番号	誤	正
8146	DR6000 DR5000 DR3900 DR3800 DR2800 DR2700 DR1900	103769 2514025	 5. タイマーを押し、次にOKを押します。 3分間の反応時間が開始します。 (絵と文章の時間が異なる)	 5. タイマー>OK を押します。 3 分間の反応時間の計測が始まります。
10229	DR6000 DR5000 DR3900 DR3800 DR2800 DR2700	TNT858	 3. 3分間待ちます。 (絵と文章の時間が異なる)	 3. 15分間待ちます。